

BAO Free


1-teiliges Stomabeutelsystem für Colostoma, mit Filter; Größe 15-40 mm

Artikelnummer: 1011401


Produkteigenschaften des Stomabeutelsystems

| Foto | Eigenschaften | Daten |
|--|--|---|
| Ansicht vorne:  | Größe: | 12,5 x 12,5 cm |
| | Volumen: | 150 ml |
| | Empfohlene Anwendungsdauer – von bis maximal in Stunden: | 8 bis 24 Stunden |
| | Folie: | 5-lagige stranggepresste Folie, geruchsfrei und geräuscharm mit einer Stärke von 0,075 bis 0,085 mm, nicht-durchsichtig |
| Ansicht hinten:  | Filter: | ja |
| | Sichtfenster: | ja |
| | Hautschutz: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser: 9 cm • Stärke: 0,75 mm • Schnittbereich zur Anpassung an Stomagröße: 15-40 mm | |

Produktsicherheit

| Bild | Test | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-----------|
|  | Nachhaltige Haftbarkeit-Test: | Bestanden |
| | Hautirritation-Test: | Bestanden |
| | Zytotoxizität-Test: | Bestanden |
| | Verzögerte Überempfindlichkeit-Test: | Bestanden |
| | Anti-Leckagen-Test: | Bestanden |
| | Geruch-Undurchlässigkeit-Test: | Bestanden |

Verpackung

| Bild | Eigenschaften | Daten |
|---|---------------------|------------------------|
|  | Verpackung: | Box |
| | Maße (L/B/H): | 280/175/70 |
| | Inhalt: | 30 Stück pro Box |
| | Gebrauchsanweisung: | Ja (Deutsch, Englisch) |
| | Kennzeichnung: | Ja |

Lagerhaltung

Die Lagerung des BAO Free Stomabeutelsystems sollte waagrecht erfolgen. Ferner sollten kühle und trockene Orte ohne hohe Ozon-Werte zur Lagerhaltung gewählt werden. Einflüsse von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden.

Lebensdauer: 3 Jahre bei entsprechender Lagerhaltung

Unternehmensinformationen:



GhM GmbH
Hans-Sachs-Str. 36
50931 Köln

Web www.ghm-medizinprodukt.de
Mail info@ghm-medizinprodukt.de
Tel 0800 - 58 89 67 61
Fax 0800 - 58 89 67 62