

## BAO Free


1-teiliges Stomabeutelsystem mit Ausstreifbeutel und safety grid Verschluss für Ileostoma und Colostoma, mit Filter; Größe 15-40 mm

Artikelnummer: 2011402


### Produkteigenschaften des Stomabeutelsystems

Foto	Eigenschaften	Daten
Ansicht vorne:  	Größe:	13,5 x 23 cm
	Volumen:	350 ml
	Empfohlene Anwendungsdauer – von bis maximal in Stunden:	24 bis 120 Stunden
	Folie:	5-lagige stranggepresste Folie, geruchsfrei und geräuscharm mit einer Stärke von 0,075 bis 0,085 mm, nicht-durchsichtig
	Filter:	ja
Ansicht hinten:  	Sichtfenster:	ja
	Ausstreifvorrichtung:	ja
	Safety-grid Verschluss:	ja
	Hautschutz:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchmesser</li> <li>• Stärke</li> <li>• Schnittbereich zur Anpassung an Stomagröße:</li> </ul>	9 cm  0,75 mm  15-40 mm

## Produktsicherheit

Bild	Test	Ergebnis
	Nachhaltige Haftbarkeit-Test:	Bestanden
	Hautirritation-Test:	Bestanden
	Zytotoxizität-Test:	Bestanden
	Verzögerte Überempfindlichkeit-Test:	Bestanden
	Anti-Leckagen-Test:	Bestanden
	Geruch-Undurchlässigkeit-Test:	Bestanden

## Verpackung

Bild	Eigenschaften	Daten
	Verpackung:	Box
	Maße (L/B/H):	280/175/70
	Inhalt:	30 Stück pro Box
	Gebrauchsanweisung:	Ja (Deutsch, Englisch)
	Kennzeichnung:	Ja

## Lagerhaltung

Die Lagerung des BAO Free Stomabeutelsystems sollte waagrecht erfolgen. Ferner sollten kühle und trockene Orte ohne hohe Ozon-Werte zur Lagerhaltung gewählt werden. Einflüsse von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden.

**Lebensdauer:** 3 Jahre bei entsprechender Lagerhaltung

## Unternehmensinformationen:



**GhM GmbH**  
Hans-Sachs-Str. 36  
50931 Köln

**Web** [www.ghm-medizinprodukt.de](http://www.ghm-medizinprodukt.de)  
**Mail** [info@ghm-medizinprodukt.de](mailto:info@ghm-medizinprodukt.de)  
**Tel** 0800 - 58 89 67 61  
**Fax** 0800 - 58 89 67 62