

BAO Free


1-teiliges Stomabeutelsystem mit Ausstreifbeutel und safety grid Verschluss für Ileostoma und Colostoma, mit Filter; Größe 15-60 mm

Artikelnummer: 2011602


Produkteigenschaften des Stomabeutelsystems:

Foto	Eigenschaften	Daten
Ansicht vorne: 	Größe:	15 x 28 cm
	Volumen:	650 ml
	Empfohlene Anwendungsdauer – von bis maximal in Stunden:	24 bis 120 Stunden
	Folie:	5-lagige stranggepresste Folie, geruchsfrei und geräuscharm mit einer Stärke von 0,075 bis 0,085 mm, nicht-durchsichtig
	Filter:	ja
	Sichtfenster:	ja
Ansicht hinten: 	Ausstreifvorrichtung:	ja
	Safety-grid Verschluss:	ja
	Hautschutz:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser • Stärke • Schnittbereich zur Anpassung an Stomagröße: 	10 cm 0,75 mm 15-60 mm

Produktsicherheit

Bild	Test	Ergebnis
	Nachhaltige Haftbarkeit-Test:	Bestanden
	Hautirritation-Test:	Bestanden
	Zytotoxizität-Test:	Bestanden
	Verzögerte Überempfindlichkeit-Test:	Bestanden
	Anti-Leckagen-Test:	Bestanden
	Geruch-Undurchlässigkeit-Test:	Bestanden

Verpackung

Bild	Eigenschaften	Daten
	Verpackung:	Box
	Maße (L/B/H):	280/175/70
	Inhalt:	30 Stück pro Box
	Gebrauchsanweisung:	Ja (Deutsch, Englisch)
	Kennzeichnung:	Ja

Lagerhaltung

Die Lagerung des BAO Free Stomabeutelsystems sollte waagrecht erfolgen. Ferner sollten kühle und trockene Orte ohne hohe Ozon-Werte zur Lagerhaltung gewählt werden. Einflüsse von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden.

Lebensdauer: 3 Jahre bei entsprechender Lagerhaltung

Unternehmensinformationen:



GhM GmbH
Hans-Sachs-Str. 36
50931 Köln

Web www.ghm-medizinprodukt.de
Mail info@ghm-medizinprodukt.de
Tel 0800 - 58 89 67 61
Fax 0800 - 58 89 67 62