

BAO Free



1-teiliges konvexes Stomabeutelsystem für Colostoma, mit Filter; Größe 10-32mm

(one-piece convex disposable colostomy bag with filter, size 10-32mm)

Artikelnummer (article number): 1012321


Produkt Eigenschaften des Stomabeutelsystems

(product features of the ostomy bag system for colostomy):


Foto (foto)	Eigenschaften (features)	Daten (data)
<p>Ansicht vorne (<i>front perspective</i>)</p>  <p>Ansicht hinten (<i>back perspective</i>):</p> 	Größe (<i>size</i>):	13,9*20,1cm (13,9*20,1cm)
	Volumen (<i>volume</i>):	400ml (400 ml)
	Empfohlene Anwendungsdauer – von bis maximal in Stunden <i>(recommended duration of use - from to maximum in hours):</i>	8 bis 24 Stunden 8 to 24 hours
	Folie <i>(film):</i>	5 lagiger stranggepresster Film, geruchsfrei und geräuscharm mit einer Stärke von 0,075 bis 0,085mm, nicht durchsichtig <i>5 layer co-extruded film, odor-free and noiseless, thickness: 0.075-0.085mm, opaque</i>
	Filter (<i>filter</i>)	ja (yes)
	Sichtfenster	ja (yes)
	Hautschutz (<i>skin barrier</i>):	<ul style="list-style-type: none"> ● Durchmesser (diameter) = ● Stärke (thickness): ● Konvexität-Kegel (convexity-cone) ● Schnittbereich zur Anpassung an Stomagröße (cutting range to adjust to size of stoma):

Produktsicherheit (product Safety)

Foto (foto)	Test (Test)	Ergebnis (result)
	Nachhaltige Haftbarkeit-Test <i>(permanence glutinosity test):</i>	Bestanden (pass)
	Hautirritation-Test (<i>skin irritation test</i>):	Bestanden (pass)
	Zytotoxizität-Test (<i>Cytotoxicity test</i>)	Bestanden (pass)

	Verzögerte Überempfindlichkeit-Test (<i>delayed hypersensitivity test</i>)	Bestanden (pass)
	Anti-Leckagen-Test (<i>anti-leakage test</i>)	Bestanden (pass)
	Geruch-Undurchlässigkeit-Test (<i>odor impermeable test</i>)	Bestanden (pass)

Verpackung (packaging):

<i>Foto (foto)</i>	<i>Eigenschaften (features)</i>	<i>Daten (data)</i>
	Verpackung (<i>packaging</i>)	Box (box)
	Inhalt (<i>content</i>)	30 Stück pro Box / 30 pieces per box
	Gebrauchsanweisung (<i>instruction for use</i>)	ja (in Deutsch und in Englisch) yes (in German and in English)
	Kennzeichnung (<i>identification</i>)	Ja (yes)

Lagerhaltung (storage conditions):

Die Lagerung des BAO Free Stomabeutelsystems sollte waagrecht erfolgen. Ferner sollten kühle und trockene Orte ohne hohe Ozon-Werte zur Lagerhaltung gewählt werden. Einflüsse von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden.

(Store horizontally in a cool dry place without air containing high levels of ozone. Further keep away from direct heat and sunlight.)

Lebensdauer (shelf life): 3 Jahre bei entsprechender Lagerhaltung (*3 years if stored as recommended above*)

Unternehmensinformationen (Company information):

GHM Gesellschaft für hochwertige Medizinprodukte mbH
Hans-Sachs-Str. 36
50931 Köln
www.ghm-medizinprodukt.de
0800-588 96 76